



ResMed

Astral™ series

Guia de resolução de problemas

Português

Resolução de problemas de Reconhecimento do circuito

Rx Only

Código de erro	Ação
001	Falha de hardware detectada. Contatar uma Assistência Técnica autorizada.
104, 105	Durante o primeiro passo de Reconhecimento do circuito, verificar se a porta inspiratória e o filtro de entrada de ar do dispositivo Astral estão livres de obstruções e se o circuito não está conectado à porta inspiratória. Repetir o Reconhecimento do circuito. Se o problema persistir, contatar uma Assistência Técnica autorizada.
106	Falha de hardware detectada. Contatar uma Assistência Técnica autorizada.
113	1. Verificar se não é adicionado oxigênio suplementar durante o Reconhecimento do circuito. 2. Durante o primeiro passo de Reconhecimento do circuito, verificar se a porta inspiratória e o filtro de entrada de ar do dispositivo Astral estão livres de obstruções e se o circuito não está conectado à porta inspiratória. Repetir o Reconhecimento do circuito. Se o problema persistir, contatar uma Assistência Técnica autorizada.
121	O Teste do dispositivo não consegue detectar o adaptador de circuito correto. Ramo único com válvula expiratória: 1. Verificar se a linha de controle da válvula e a linha de pressão proximal estão conectadas corretamente ao adaptador de ramo único. Consultar a seção Conexão de um circuito de ramo único com válvula expiratória no Manual do usuário para obter mais informações. 2. Verificar se o adaptador de circuito de ramo único está inserido com firmeza e se a tampa do adaptador está instalada corretamente. Consultar a seção Encaixe do adaptador de circuito no Manual do usuário para obter mais informações. Ramo duplo: 1. Verificar se o adaptador de circuito de ramo duplo está inserido com firmeza e se a tampa do adaptador está instalada corretamente. Consultar a seção Encaixe do adaptador de circuito no Manual do usuário para obter mais informações. Ramo único com fuga intencional: 1. Verificar se o adaptador de ramo único com fuga está inserido com firmeza e se a tampa do adaptador está instalada corretamente. Consultar a seção Encaixe do adaptador de circuito no Manual do usuário para obter mais informações. Repetir o Reconhecimento do circuito. Se o problema persistir, contatar uma Assistência Técnica autorizada.
122	Falha de hardware detectada. Contatar uma Assistência Técnica autorizada.
123	O Filtro de entrada de ar não foi detectado. Verificar se o filtro de entrada de ar está limpo, seco e instalado corretamente. Substituí-lo, se necessário. Consultar a seção Substituição do filtro de ar no Manual do usuário para obter mais informações. Repetir o Reconhecimento do circuito. Se o problema persistir, contatar uma Assistência Técnica autorizada.
124, 125	Falha de hardware detectada. Contatar uma Assistência Técnica autorizada.
204	Impossível reconhecer o circuito. 1. Certificar-se de que o circuito não seja movido até a conclusão do teste. 2. Verificar o circuito e acessórios conectados em busca de obstruções. 3. Certificar-se de que não haja dobras ou torções acentuadas no circuito e que a extremidade que se liga ao paciente não esteja bloqueada. 4. Se usar umidificação, certificar-se de que o reservatório do umidificador não esteja excessivamente cheio. 5. Seguir cuidadosamente as instruções mostradas na tela: • o circuito não deve ser bloqueado durante o passo 2 • o circuito deve ser completamente bloqueado durante o passo 3. Se o problema persistir, contatar seu médico ou uma Assistência Técnica autorizada.
205	A resistência do circuito medida excede os limites de operação segura para este dispositivo. 1. Verificar o circuito e acessórios conectados em busca de obstruções. 2. Certificar-se de que não haja dobras ou torções acentuadas no circuito e que a extremidade que se liga ao paciente não esteja bloqueada. 3. Se usar umidificação, certificar-se de que o reservatório do umidificador não esteja excessivamente cheio. 4. Seguir cuidadosamente as instruções mostradas na tela: • o circuito não deve ser bloqueado durante o passo 2 • o circuito deve ser completamente bloqueado durante o passo 3. Se o problema persistir, contatar seu médico ou uma Assistência Técnica autorizada.

Código de erro	Ação
206	Falha de hardware detectada. Contatar uma Assistência Técnica autorizada.
303	Impossível calibrar o sensor de oxigênio. 1. Verificar se não é adicionado oxigênio suplementar durante o Reconhecimento do circuito. 2. Repetir o Reconhecimento do circuito. Se o problema persistir, contatar uma Assistência Técnica autorizada.
404, 405, 406	Falha de hardware detectada. Contatar uma Assistência Técnica autorizada.
409	Impossível concluir o Reconhecimento do circuito devido à fuga excessiva no circuito. 1. Verificar se o circuito está completamente bloqueado durante o terceiro passo de Reconhecimento do circuito. 2. Verificar se o circuito está montado corretamente e se não contém fugas. 3. Verificar se o adaptador de circuito está inserido com firmeza. 4. Este circuito pode não ser compatível com o dispositivo Astral. Tentar outro circuito. Repetir o Reconhecimento do circuito. Se o problema persistir, contatar uma Assistência Técnica autorizada.
415	Falha de hardware detectada. Contatar uma Assistência Técnica autorizada.
420	A complacência do circuito medida excede os limites de operação segura para este dispositivo. Verificar se o circuito está montado corretamente e completamente bloqueado durante o terceiro passo de Reconhecimento do circuito. Se o problema persistir, contatar seu médico ou uma Assistência Técnica autorizada.
426	Falha de hardware detectada. Contatar uma Assistência Técnica autorizada.
504	Impossível reconhecer o circuito. 1. Certificar-se de que o circuito não seja movido até a conclusão do teste. 2. Verificar o circuito e acessórios conectados em busca de obstruções. 3. Certificar-se de que não haja dobras ou torções acentuadas no circuito e que a extremidade que se liga ao paciente não esteja bloqueada. 4. Se usar umidificação, certificar-se de que o reservatório do umidificador não esteja excessivamente cheio. 5. Seguir cuidadosamente as instruções mostradas na tela: • o circuito não deve ser bloqueado durante o passo 2 • o circuito deve ser completamente bloqueado durante o passo 3. Se o problema persistir, contatar seu médico ou uma Assistência Técnica autorizada.
505	A resistência do circuito medida excede os limites de operação segura para este dispositivo. 1. Verificar o circuito e acessórios conectados em busca de obstruções. 2. Certificar-se de que não haja dobras ou torções acentuadas no circuito e que a extremidade que se liga ao paciente não esteja bloqueada. 3. Se usar umidificação, certificar-se de que o reservatório do umidificador não esteja excessivamente cheio. 4. Seguir cuidadosamente as instruções mostradas na tela: • o circuito não deve ser bloqueado durante o passo 2 • o circuito deve ser completamente bloqueado durante o passo 3. Se o problema persistir, contatar seu médico ou uma Assistência Técnica autorizada.
506, 512	Falha de hardware detectada. Contatar uma Assistência Técnica autorizada.
600	Impossível calibrar o Sensor de fluxo expiratório. 1. Verificar se o adaptador de circuito está limpo, seco e inserido com firmeza. • Se o adaptador estiver molhado, removê-lo e agitá-lo vigorosamente para eliminar a água pode ser eficaz. Reinsserir o adaptador com firmeza e repetir o Reconhecimento do circuito. • Se o adaptador não estiver limpo, será necessário substituí-lo. 2. Caso seja usado um circuito respiratório pediátrico de diâmetro pequeno, considerar o uso de um filtro antibacteriano ou de um adaptador de 22 mm na porta do adaptador expiratório. 3. Repetir o Reconhecimento do circuito e certificar-se de que o circuito não seja movido até a conclusão do teste. Se o problema persistir, contatar uma Assistência Técnica autorizada.